

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Tel.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 -0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 30

E-Mail: [info@medelo-arztshop.de](mailto:info@medelo-arztshop.de)

## Vororder-ANGEBOT – Roche Antigen-Schnelltest

1

### ROCHE – SARS-CoV-2 Rapid-Antigentest – Schnell und zuverlässig bei höchster Sensitivität

Mit dem SARS-CoV-2 Rapid Antigen-Test von Roche erhält der Patient die schnellstmögliche Information innerhalb von 15-30 Minuten und eine Folgebesprechung und Wiedereinbestellung ist nicht erforderlich. Für den Test werden keine zusätzlichen Materialien benötigt und kann deshalb überall von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Besonders wichtig für den schnellen Einsatz am Point-of-Care ist die bereits eingefüllte Pufferlösung im Probenbehälter, die Befüllung muss ansonsten vom Fachpersonal durchgeführt werden, birgt viele Kontaminationsgefahren und kostet Zeit und Geld.



#### Besonderheiten:

- ✓ **Extrem hohe Sensitivität von 96,52 Prozent**
- ✓ **Hohe Spezifität von 99,638 Prozent**
- ✓ **Direkt zur Anwendung vorbereitetes Test-Kid mit befüllter Pufferlösung (einzigartig)**

Der immunographische In-vitro-Test liefert den qualitativen Nachweis über nasopharyngeales Probenmaterial. Das Ziel-Antigen ist Nucleocapsid(N). Die Lagerung des Testmaterials sollte bei einer Temperatur von 2 bis 30° C erfolgen.

#### Durchführung:

Der Nasen-Rachen-Raum-Abstrich wird ausschließlich von medizinischem Fachpersonal durchgeführt. Die Probe wird durch eine Rotationsdrehung im bereits eingefüllten Extraktionspuffer gelöst, das Teststäbchen kann anschließend wieder entnommen werden. Drei Tropfen der zu testenden Probe werden auf die vorgesehene Probenaufnahme gefüllt. Das Ergebnis kann innerhalb von 15-30 Minuten über die Testlinie abgelesen werden. **Der Test hat nur mit einer sichtbaren Kontrolllinie Gültigkeit. Sollte die Kontrolllinie nicht erscheinen ist der Test erneut durchzuführen.**

- ✓ **Validiertes Ergebnis über die Kontrolllinie C**
- ✓ **Positives Ergebnis wenn sich die Testlinie (T) einfärbt**
- ✓ **Ungültiges Ergebnis wenn beide Linien fehlen**

Lieferumfang: Packung mit 25 Tests (25 Teststreifen einzeln in Folienbeutel mit Trockenmittel, 25 Extraktionspuffer-Behälter fertig befüllt mit Pufferlösung, 25 Spenderkappen, 25 sterile Tupfer, Folie zur Durchführung im Freien, 1 Gebrauchsanweisung, 1 Kurzleitung)

Haltbarkeit: ca. 2 Jahre

MEDELO/Co-med Art.-Nr. 17047 / 125671

Preis je Packung mit 25 Tests

€ **229,00** zzgl. MwSt./TVA

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Tel.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 -0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 30

E-Mail: [info@medelo-arztshop.de](mailto:info@medelo-arztshop.de)

## Vororder-ANGEBOT – NADAL Antigen-Schnelltest

2

### NADAL® COVID-19 Ag Schnelltest



Der NADAL® COVID-19 Ag Schnelltest weist das Virus direkt nach, indem er auf das Vorhandensein spezifischer Proteine des SARS-CoV-2 prüft. Damit schließt der Antigennachweis eine diagnostische Lücke. Das Nukleokapsid-Protein (N) ist ideal für diesen Nachweis geeignet, da es im Virus sehr häufig vorkommt und ausreichend spezifisch für SARS-CoV-2 ist. Es gehört zu dessen 4 wichtigsten Strukturproteinen und ist an der Replikation, Transkription und Verpackung des viralen Genoms beteiligt.

Der NADAL® COVID-19-Antigen-Schnelltest ist ein chromatographischer Immunoassay im Lateral-Flow-Format zum qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Nukleoproteinen in humanen naso- und oropharyngealen Proben. Der Test ist als Hilfsmittel bei der Diagnose von Infektionen mit SARS-CoV-2 vorgesehen. Es ist zu beachten, dass die Konzentration der viralen Nukleoprotein-Antigene im Verlauf der Erkrankung schwankt und unter die Nachweisgrenze des Tests fallen kann. Eine mögliche Infektiosität der Testpersonen kann aufgrund negativer Testergebnisse nicht ausgeschlossen werden.

- **Hohe Spezifität: 99,9 Prozent**
- **Hohe Sensitivität bei hoher Viruslast 97,56 Prozent**
- **Leicht zu bedienen**
- **Schnelle und zuverlässige Testergebnisse in nur 15 Minuten**
- **Kann mit naso- und oropharyngealen Proben durchgeführt werden**
- **Lagerung bei Raumtemperatur**
- **Keine Kreuzreaktivität mit humanpathogenen Coronaviren (wie hCoV-229E, -HKU1, -NL63 oder -OC43) beziehungsweise Influenza-Viren (wie Influenza A/B)**

Lieferumfang: 20 Testkassetten, sterile Abstrichtupfer, Extraktionsröhrchen inkl. Tropfaufsätze, Reagenzienhalter, Pufferfläschchen, Gebrauchsanweisung

Haltbarkeit: ca. 2 Jahre

MEDELO/Co-med Art.-Nr. 17060 / 125687

Preis je Packung mit 20 Tests

€ **159,90** zzgl. MwSt./TVA

**Hinweis:** Für den Einsatz der vorgenannten Schnelltest ist es sinnvoll, die ergänzenden Produkte in Ihrer Praxis, Einrichtung oder in Ihrem Betrieb ebenfalls vorrätig zu haben:

FFP2-Masken, Schutzbrille, Schutzkittel oder Schutzoverall, Händedesinfektionsmittel, Einmal-Handschuhe sowie eine separate Spritzen-Entsorgungsbox (groß).

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Tel.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 -0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 30

E-Mail: info@medelo-arztshop.de

## Vororder-ANGEBOT – Abbott Antigen-Schnelltest

3

### ABBOTT Panbio™ COVID-19 Antigen-Schnelltest



ab 2 Packungen

nur €

**156,00**

zzgl MwSt./TVA

Der neue Test von Abbott liefert einen direkten Nachweis einer Coronavirus-Infektion am Point-of-Care. Der Schnelltest zeigt bereits nach 15 – 20 Minuten ein Ergebnis, welches auf dem Lateral-Flow-Prinzip basiert. Mit Hilfe des Schnelltests lassen sich entscheidende Informationen zu einem Zeitpunkt im Infektionszyklus erkennen, an welchem ein Risiko zur Verbreitung am größten ist. Der Test wird aus dem Nasopharyngealabstrich mit Hilfe des Tupfers gewonnen. Die Pufferlösung muss zur Durchführung des Tests in das Extraktionsröhrchen gefüllt werden und anschließend wird der Tupfer in das Röhrchen mit der Pufferlösung gegeben. Die Testkassette wird mit der Lösung beträufelt und kann anhand der Rotfärbung der Linien abgelesen werden.

- Antigen-Schnelltest zum direkten Nachweis von SARS-CoV-2
- Testergebnisse in nur 15 – 20 Minuten
- Sehr hohe Sensitivität 93,3 Prozent und Spezifität 99,4 Prozent
- In sich geschlossenes System mit Tupfer zum Abbrechen
- Nur von medizinischem Fachpersonal zu verwenden

#### Lieferumfang beinhaltet:

- 25 Tests, einzeln in Folienbeuteln mit Trockenmittel
- 1 Puffer (1 x 9 ml/Flasche)
- 25 Extraktionsröhrchen
- 25 Extraktionsröhrchenverschlüsse
- 1 Tupfer für Positivkontrolle
- 1 Tupfer für Negativkontrolle
- 25 sterilisierte Nasopharyngealabstrichtupfer zur Probenentnahme
- 1 Röhrchenhalter
- 1 Kurzanleitung (Nasopharyngealabstrich)
- 1 Gebrauchsanweisung

Haltbarkeit: ca. 12 Monate

MEDELO/Co-med Art.-Nr. 17061 / 125684

Preis je Packung mit 25 Tests € **159,00** zzgl. MwSt./TVA

**Aufgrund der sich aktuell abzeichnenden Lieferengpässe bei sehr vielen Hygiene-Produkten sprechen Sie uns bei Bedarf bitte gezielt an. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen so gut sie können weiter.**

**Ebenso stehen Ihnen die jeweiligen Anleitungen der Produkte auf Anfrage zur Verfügung. Wir können Ihnen diese auf Wunsch gerne per Mail zukommen lassen....**

Größere Abnahmemengen sowie weitere Produkte aus dem Bereich der PSA (Persönliche Schutzausrüstung) bitten wir gezielt anzufragen. DANKE....

## FAX-BESTELLSCHEIN

Absender/Stempel

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Mail-Adresse der Praxis/Einrichtung:

\_\_\_\_\_

Hiermit bestelle ich verbindlich aus dem **Vororder-Angebot – Antigen-Schnelltest Stand: Oktober 2020**. Es ist mir/uns bewusst, dass eine Rückgabe der bestellten Vororder-Produkte an MEDELO Michael Longen e.K. nicht möglich ist. Auch ist mir/uns bekannt, dass ein **Antigen-Schnelltest** nur mit den erforderlichen zusätzlichen Produkten (siehe jeweilige Anleitung) und durch fachkundiges - berechtigtes - Personal durchgeführt werden soll.

Pos.	Art.-Nr. MEDELO/Co-med	Produkt-Bezeichnung	Preis in EURO zzgl. MwSt./TVA	BESTELLMENGE
1	17047 / 125671	<b>ROCHE - SARS-CoV-2 Rapid-Antigentest Packung mit 25 Tests</b>		
2	17060 / 125687	<b>NADAL® COVID-19 Ag Schnelltest Packung mit 20 Tests</b>		
3	17061 / 125684	<b>Abbott Panbio™ COVID-19 Antigen-Schnelltest Packung mit 25 Tests</b>		

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Besteller

ACHTUNG: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der enorm hohen Nachfrage zu Lieferschwierigkeiten seitens unserer Vorlieferanten/Hersteller kommen kann. Aus diesem Grund können wir momentan keine Lieferzeiten angeben. Wir bemühen uns natürlich ständig Ware an Lager zu bekommen und Sie nach Wareneingang zeitnah zu beliefern. Um weitere Engpässe auszuschließen bitten wir Sie um entsprechende Vororder.

Alle Preise freibleibend in Euro und zzgl. der gesetzlichen MwSt. bzw. TVA. Ich (Wir) bestellen unter ausschließlicher Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Firma MEDELO Michael Longen e.K.. Die AGB werden Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt bzw. können diese unter [www.medelo-shop.de](http://www.medelo-shop.de) eingesehen werden. Bei Bestellungen unter € 130,00 netto werden Ihnen € 5,90 Versandkostenpauschale berechnet.